

AS300

innovante, sûre, évolutive



Soluscope

CE

AS300



un concept

Efficace



AS300 traversante

*La sécurité de haut niveau
pour vos endoscopes*

SYSTÈME INNOVANT DU FLUX D'AIR

Le système breveté du flux d'air laminaire filtré avec un filtre à haute capacité H14 protège vos endoscopes contre toute contamination. Le maintien continu de la surpression à l'intérieur de l'enceinte empêche l'entrée de micro-organismes. La fréquence élevée du renouvellement d'air favorise le maintien de la qualité microbiologique de vos endoscopes.

OPTIMISATION DE VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

Vos endoscopes sont prêts à être utilisés à tout moment. Le plateau de fixation rotatif fournit un accès direct à l'endoscope. Il limite les manipulations dans l'enceinte et élimine des erreurs d'identification. Chaque endoscope est raccordé à l'enceinte avec une connectique dédiée facilement traitée dans les LDE *Soluscope* et permettant d'augmenter votre productivité en toute sécurité.

Marquage CE / conforme à la norme EN 16442*

un dispositif

Évolutif



AS300 une porte (simple/double)

Adaptable à tous les besoins

FLEXIBLE ET MODULAIRE

L'AS300 offre un stockage vertical de 10 endoscopes pour une durée validée jusqu'à 7 jours. Un compartiment supplémentaire peut être facilement intégré pour étendre la capacité de stockage jusqu'à 20 endoscopes.

Pour renforcer l'hygiène de vos endoscopes et optimiser le flux de travail, l'AS300 est disponible en version traversante afin de séparer physiquement la salle blanche de la salle grise.

Pour une sécurité optimisée, des accessoires sont prévus pour éviter l'emmêlement des endoscopes, et pour stocker les blocs écho. Chaque piston d'endoscope est stocké individuellement pour plus de sécurité.

LA TRAÇABILITÉ COMPLÈTE

Le système de traçabilité intégré inclut un lecteur codes-barres ou RFID et une imprimante. Les tickets de traçabilité sont imprimés et sauvegardés dans la carte mémoire de l'AS300.

Compatible avec le logiciel de gestion des données *IT Soluscope* (en option), le port ethernet permet la connexion au réseau de l'hôpital.

un procédé

Intelligent



Un dispositif robuste et intuitif

CONÇUE POUR UN USAGE MÉDICAL

L'AS300 est dotée d'une interface conviviale avec un écran tactile et un système de codes couleur pour faciliter l'utilisation.

Un compartiment de stockage sphérique aux surfaces lisses et avec une large ouverture de porte rendent l'entretien de l'enceinte simple et confortable.

UNE MACHINE SOLIDE

L'AS300 est une enceinte monobloc en inox avec un niveau de finition élevé. La qualité de composants de l'enceinte garantit le minimum de maintenance facilitée par un accès rapide et sécurisé aux parties techniques.

Une solution complète à votre service

TRANSPORT

Le *Soluscope Trolley* est spécialement conçu pour transporter les endoscopes de la salle de désinfection à la salle d'examen. Le bac spécifique équipé d'un couvercle transparent garantit un transport sécurisé de l'endoscope. La solution de transport *Soluscope* facilite au quotidien l'organisation de votre travail de manière sécurisée.

STOCKAGE

Soluscope Rack peut stocker jusqu'à 10 bacs dans un espace réduit.

SERVICES

Soluscope vous propose une offre complète de services (maintenance, service après-vente, formation), pour vous faire bénéficier de son expérience de plus de 25 ans dans l'hygiène de l'endoscope.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temps de stockage validé	Jusqu'à 7 jours*		
Alimentation électrique	220-240V/50Hz		
Approvisionnement de l'air	Connexion à l'air médical		
Traitement de l'air de la surface extérieur de l'endoscope	Préfiltre et filtre H14		
Traitement de l'air à l'intérieur des canaux	Air médical		
Traçabilité	Lecteur code-barres - Imprimante - Carte mémoire amovible - Lecteur RFID (en option) - IT Soluscope (en option)		
Traitement des connectiques	Désinfection dans LDE Soluscope ou stérilisation (autoclave)		
Version	simple	double	traversante
Capacité (endoscopes)	10	20	10
Dimensions en cm (L x P x H)	116x73x235	184x73x235	110x80x217
Poids	300 kg	450 kg	286 kg

* validé par Eurofins Biotech-Germade



Soluscope
REGISTERED TO ISO
9001:2015 AND 13485:2016
FILE NUMBER A14026



LA SOLUTION COMPLÈTE SOLUSCOPE

Autour du cycle de retraitement des endoscopes flexibles, efficace et certifiée à chaque étape, cette solution complète offre des résultats optimums et une totale fiabilité.

Ceci en toute sérénité pour l'opérateur, le patient et vos endoscopes.



www.soluscope.com

Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France

+33 (0)4 91 83 21 22 +33 (0)4 91 83 21 10 info@soluscope.com

Tous les produits fabriqués par *Soluscope* répondent aux normes européennes et internationales les plus récentes et les plus exigeantes. Certifiée *ISO 9001 version 2015* & *ISO 13485 version 2016*, *Soluscope* s'engage et se mobilise en permanence dans l'objectif constant de la satisfaction de ses clients et de leurs patients.

distribué par